

Ohrverbände

Pansement auriculaire



Ohrverband einseitig

- Postoperativer Universalverband
- Variabilität durch Klettverschluss
- Eingearbeitete Kompresse
- Einfache, schnelle Anwendung
- Flexible Einheitsgröße
- Hoher Tragekomfort (auch beim Liegen) durch asymmetrisch angebrachten Klettverschluss
- Einzeln, steril verpackt

Art. Nr.	Größe	Verpackung
35180	Universal	10 Stück / Box



Ohrklappenverband

- Universalgröße
- Einfache Handhabung
- Weiß (Fleece)
- Schwarz (Baumwolle)
- Einzeln im Polybeutel
- Unsteril

Art. Nr.	Größe	Material	Verpackung
10993	Universal	Baumwolle (schwarz)	25 Stück / Box
10994	Universal	Fleece (weiß)	25 Stück / Box



Ohrschutzverband nach Siegert

- Anwendung nach Eingriffen an der Ohrmuschel wie z.B. Otopexien, Teilresektionen, Tympanoplastiken, Teilrekonstruktionen und Ohrmuschelaufbauten
- Optimaler Schutz des operierten Ohres vor mechanischer Belastung
- Guter Tragekomfort
- Einfach und schnell anwendbar
- Steril verpackt

Primärverband

- Für die Erstversorgung direkt nach der Operation

Art. Nr.	Set-Inhalt	Verpackung
35106	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einseitig, selbstklebendes Schaumstoffpolster mit Ausschnitt ■ Verschlussdeckel aus Schaumstoff 	5 Sets / Box



Sekundärverband

- Für die postoperativen Verbandswechsel

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung
35100	Ohrschutzpolster aus Schaumstoff mit Ausschnitt	10 Stück / Box



Verbandstoffe


Ohrschutzverbände

- Qualitativ hochwertige Komponenten
- Einfache und schnelle Anwendung
- Angenehmer Tragekomfort (auch beim Liegen)
- Eingearbeitete Kompressen
- In drei Ausführungen erhältlich
- Einzeln, steril verpackt und sofort anwendbar



Ohrschutzverband einseitig

Art. Nr.	Größe	Verpackung
35000	Klein	10 Stück / Box
35001	Mittel	10 Stück / Box
35002	Groß	10 Stück / Box



Ohrschutzverband doppelseitig

Art. Nr.	Größe	Verpackung
35030	Klein	5 Stück / Box
35029	Mittel	5 Stück / Box
35028	Groß	5 Stück / Box



Ohrschutzverband für die Ohrmuschelanlegeplastik

Art. Nr.	Größe	Verpackung
35033	Klein	5 Stück / Box
35032	Mittel	5 Stück / Box
35031	Groß	5 Stück / Box



Verbandstoffe

Kopffertigverband

- Anwendung als Bandagensersatz nach Operationen am Kopf
- Aus elastischem Netz mit Kinnband
- Schnelle und praktische Anwendung
- Einheitsgröße
- Unsteril

Art. Nr.	Größe	Verpackung
90006	Universal	25 Stück / Box



Halsfixierverband

- Druckverband nach halschirurgischen Eingriffen
- Aus elastischem Fixierband mit Ohr-Ausschnitten
- Praktische Handhabung durch Klettverschluss
- Einheitsgröße
- Unsteril

Art. Nr.	Größe	Verpackung
90007	Universal	5 Stück / Box

