

EINWEG-SAUGER

- **Otologie**
- **Rhinologie**
- **Sinus-Chirurgie**
- **Laryngologie**

Vertrieb in der Schweiz:

novimed

Novimed AG Medizintechnik
CH-8953 Dietikon Heimstrasse 46
Telefon +41 (0)44 743 40 60
Telefax +41 (0)44 743 40 65
info@novimed.ch www.novimed.ch

SPIGGLE & THEIS
Medizintechnik GmbH

Burghof 14
D-51491 Overath

Tel: +49 (0) 2206 / 90 81 - 0
Fax: +49 (0) 2206 / 90 81 -13
info@spiggle-theis.de
www.spiggle-theis.de

Einweg-Sauger für die Otologie

- Gewinkelte Kanülen aus Edelstahl
- Luer-/ Luer-Lock-Anschluss aus Kunststoff
- Atraumatische Spitze
- Einzel steril verpackt
- Große Auswahl an Längen und Durchmessern
- Verpackungseinheiten von 50 Stück pro Box




Art. Nr.	Länge	∅	Farbe	Anschluss
301004	60 mm	0,4 mm	grau	Luer
301007	60 mm	0,7 mm	schwarz	Luer
301010	60 mm	1,0 mm	weiß	Luer
301014	60 mm	1,4 mm	rot	Luer
302004	70 mm	0,4 mm	grau	Luer
302006	70 mm	0,6 mm	blau	Luer
302007	70 mm	0,7 mm	schwarz	Luer
302008	70 mm	0,8 mm	grün	Luer
302010	70 mm	1,0 mm	weiß	Luer
302012	70 mm	1,2 mm	rosa	Luer
302014	70 mm	1,4 mm	rot	Luer
302016	70 mm	1,6 mm	weiß	Luer
301020	70 mm	2,0 mm	grün	Luer
303004	80 mm	0,4 mm	grau	Luer
303007	80 mm	0,7 mm	schwarz	Luer
303014	80 mm	1,4 mm	rot	Luer
303020	80 mm	2,0 mm	grün	Luer
303025	80 mm	2,5 mm	transparent	Luer-Lock
303030	80 mm	3,0 mm	transparent	Luer-Lock
303040	80 mm	4,0 mm	transparent	Luer-Lock
304010	100 mm	1,0 mm	weiß	Luer
304014	100 mm	1,4 mm	rot	Luer
304020	100 mm	2,0 mm	grün	Luer
304025	100 mm	2,5 mm	transparent	Luer-Lock
304030	100 mm	3,0 mm	transparent	Luer-Lock



Einweg-Sauger für die Rhinologie


- Mit Saugunterbrechung
- Aufsteck-Anschluss aus blauem Kunststoff
- Gewinkelte Edelstahlkanüle
- Atraumatische Spitze
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheiten von 50 Stück pro Box



Art. Nr.	Länge	∅
3012020	120 mm	2,0 mm
3012025	120 mm	2,5 mm
3012030	120 mm	3,0 mm
3012035	120 mm	3,5 mm
3012040	120 mm	4,0 mm
3012050	120 mm	5,0 mm
3014020	140 mm	2,0 mm
3014025	140 mm	2,5 mm
3014030	140 mm	3,0 mm
3014035	140 mm	3,5 mm
3014040	140 mm	4,0 mm
3014050	140 mm	5,0 mm
3016020	160 mm	2,0 mm
3016025	160 mm	2,5 mm
3016030	160 mm	3,0 mm
3016035	160 mm	3,5 mm
3016040	160 mm	4,0 mm
3016050	160 mm	5,0 mm

Einweg-Sauger für die Sinus-Chirurgie

- Mit Saugunterbrechung
- Aufsteck-Anschluss aus blauem Kunststoff
- Mit Knopfansatz
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheiten von 50 Stück pro Box



Art. Nr.	Länge	∅
3010025	100 mm	2,5 mm
3010030	100 mm	3,0 mm
3010040	100 mm	4,0 mm

Einweg-Sauger für die Laryngologie

- Für die Mikrolaryngoskopie (MLS)
- Mit Saugunterbrechung
- Distale Öffnung (Ansaugschutz)
- Atraumatische (abgerundete) Kanülenspitze
- Gewinkelte (kniegebogene) Edelstahlkanülen
- Aufsteck-Luer-Anschluss aus blauem Kunststoff
- Einzeln, steril verpackt
- Verpackungseinheiten von 10 Stück pro Box



Art.Nr.	Länge	∅
3025020	250 mm	2,0 mm
3025030	250 mm	3,0 mm

Einweg-Saughandgriff aus Kunststoff

- Mit Saugunterbrechung
- Luer-Anschluss
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheiten von 50 Stück pro Box



Art.Nr.
301000