

Mikroskop-Bezüge


BV-Bezüge

Kamera-Bezüge

Housses pour microscopes

Housses ampli de brillance

Housses pour caméra



## Mikroskop-Bezüge – mit Standardlinse

Die Mikroskopabdeckung ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden standardmässigen oder konventionellen Operationssaals. Unsere Abdeckung wurde so angefertigt, dass sie auf die meisten Mikroskope passt, die heutzutage üblicherweise im Operationssaal eingesetzt werden. Diese reissfeste Abdeckung wird aus hochwertigen Materialien hergestellt, lässt sich leicht anbringen und wird mittels flexiblen Bändern befestigt

## Housses pour microscopes – avec lentille standard

La housse de microscope est un élément essentiel d'une salle d'opération standard ou conventionnelle. Notre housse a été spécifiquement conçue pour s'adapter aux microscopes les plus fréquemment utilisés actuellement dans les salles d'opération. Cette housse résistant au déchirement est faite de matériaux de haute qualité, elle est facile à appliquer et se fixe avec sangles flexibles.

### Mikroskop-Bezüge für Zeiss OPMI


#### Pour microscopes Zeiss OPMI

**Art. Nr. 25-80-215-H**

115 x 300 cm

**Art. Nr. 25-80-224-H**

115 x 260 cm



### Mikroskop-Bezüge für Zeiss MD

#### Housses pour microscopes Zeiss MD

**Art. Nr. 25-80-266-SP**

115 x 200 cm

**Art. Nr. 25-80-276-V**


115 x 240 cm

**Art. Nr. 25-80-276**

115 x 260 cm

**Art. Nr. 25-80-276-L**

135 x 300 cm




### Mikroskop-Bezüge für Leica, Universal und Moeller

#### Housses pour microscopes Leica, Universal et Moeller

#### Leica

**Art. Nr. 25-80-218-K**

115 x 180 cm



**Art. Nr. 25-80-228-N**

115 x 260 cm

**Art. Nr. 25-80-228-A**

115 x 300 cm

**Art. Nr. 25-80-229-L**

135 x 300 cm

**Art. Nr. 25-80-328-L**

115 x 300 cm

schmaler Optikring  
anneau d'optique étroit



### Mikroskop-Bezüge (Ophthalmologie)

#### Housses pour microscopes (ophtalmologie)

**Leica M 840 / M841**

**Art. Nr. 25-80-841**

115 x 260 cm



**Zeiss MD 36 R**

**Art. Nr. 25-80-888**

**Leica 65 R**

**Art. Nr. 25-80-777**

46 x 33 cm



#### Universal

**Art. Nr. 25-80-366**

115 x 300 cm

#### Moeller

**Art. Nr. 25-80-262-L**

115 x 300 cm



---

## HLT High Light Transfer Linse – Die Linse mit hoher Lichtdurchlässigkeit

### HLT Lentille High Light Transfer - plus grande transparence

Hochwertige, nicht verzerrende Linse, Verhinderung von Lichtreflexionen und Verringerung des Trübungsfaktors  
La lentille ne provoque aucune distorsion, elimine la réflexion de la lumière et réducte le facteur flou

#### Mikroskop-Bezüge mit HLT Linse

##### Housses pour microscopes avec lentille HLT

#### Abgeschrägte Linse

##### Lentille angulée

#### Mikroskop-Bezüge für Leica

##### Pour microscopes Leica

Art. Nr. 25-81-228-N

115 x 260 cm

Art. Nr. 25-81-442


135 x 300 cm (M720)

Art. Nr. 25-81-440-H

137 x 380 cm grosse Linse  
(M680)

Art. Nr. 25-81-420H

137 x 380 cm



#### Flache Linse

##### Lentille plate

#### Mikroskop-Bezüge für Leica

##### Pour microscopes Leica

Art. Nr. 25-80-228-AH

115 x 300 cm

Art. Nr. 25-80-420-H


135 x 380 cm

Art. Nr. 25-80-440

137 x 380 cm (M 680)

Grosse Linse

Lentille grande



#### Mikroskop-Bezüge für Zeiss MD

##### Pour microscopes Zeiss MD

Art. Nr. 25-81-276-H

115 x 260 cm

Art. Nr. 25-81-276-LH

115 x 300 cm

Art. Nr. 25-81-430-H

137 x 380 cm (Pentero)



#### Mikroskop-Bezüge für Zeiss MD

##### Pour microscopes Zeiss MD

Art. Nr. 25-80-276-H

115 x 260 cm

Art. Nr. 25-80-434-H


137 x 300 cm

Art. Nr. 25-80-430-H

137 x 380 cm

Art. Nr. 276-SP-H

115 x 300 cm



#### Mikroskop-Bezüge für Moeller

##### Pour microscopes Moeller


Art. Nr. 25-81-262-L

115 x 300 cm



## BV-Anzüge


### Housses ampli de brillance



#### Kompletter Anzug (1 Stück)

#### Housse complète (1 pièce)


Art. Nr. 25-88-565  
151 x 264 cm



#### Teil-Abdeckung einseitig offen (für mobiles Röntgen)

#### Partie cache ouverte sur un côté (pour appareils RX mobiles)

Art. Nr. 25-88-575  
101 x 226 cm



#### Teil-Abdeckung (Sack)

#### Partie cache (sac)


Art. Nr. 25-88-444  
112 x 183 cm  
Art. Nr. 25-88-447  
110 x 230 cm  
Art. Nr. 25-88-449  
100 x 380 cm



#### Clip-System 3-teilig

#### Système de clip en 3 parties


Art. Nr. 25-88-120	Siemens
Art. Nr. 25-88-130	Sirmobile
Art. Nr. 25-88-226	Philips 25
Art. Nr. 25-88-220/028	Philips
Art. Nr. 25-88-290	Philips 290
Art. Nr. 25-88-320	Ziehm CB7D
Art. Nr. 25-88-330	Ziehm 7000



#### Teilabdeckung mit elastischem Band (BV-Kappe)

#### Partie cache avec bande élastique (housse ampli)

Art. Nr. 25-80-024	75 x 75 cm
Art. Nr. 25-80-026	75 x 90 cm
Art. Nr. 25-80-028	80 x 100 cm
Art. Nr. 25-80-034	120 x 120 cm
Art. Nr. 25-80-045	60 x 65 cm




**BV-Anzug MINI**  
**Housse ampli de brillance MINI**

**Art. Nr. 25-88-600**

105 x 220 cm

**Art. Nr. 25-88-636**

137 x 213 cm



**BV-Anzug MINI**  
**Housse ampli de brillance MINI**

**Art. Nr. 25-88-625**

138 x 160 cm

**Art. Nr. 25-88-630**

137 x 198 cm



**Art. Nr. 25-80-002 (schwarz / noir)**

Image Cover 36R 72 x 36 cm

**Art. Nr. 25-80-004 Blau / bleu)**

Image Cover 65R 65 x 130 cm

**Art. Nr. 25-80-005 (rot / rouge)**

Image Cover 55R 110 x 110 cm



**Art. Nr. 25-80-114**

Diathermie Sack 1-teilig blau

Sac Diathermie à 1-part bleu

**Art. Nr. 25-80-116**

Diathermie Sack 2-teilig blau


Sac Diathermie à 2-part bleu

**Art. Nr. 25-80-118**


Diathermie Sack 3-teilig klar

Sac Diathermie à 3-part clair


## Kamerabezüge Housses pour caméra




**Art. Nr. 25-80-110**  
mit Ring  
avec boucle  
15 x 250 cm



**Art. Nr. 25-80-151**  
Kraton  
18 x 250 cm



**Art. Nr. 25-80-150**  
15x 250 cm



**Art. Nr. 25-80-152**  
Kraton  
15 x 250 cm

**Art. Nr. 25-80-152-18**  
Kraton  
18 x 250 cm

**Art. Nr. 25-80-153**  
Karton und Kraton  
carton et Kraton  
15 x 250 cm

**Art. Nr. 25-80-153-18**  
Karton und Kraton  
carton et Kraton  
18 x 250 cm

---

## Surgical Kit für kleinere Eingriffe

### Surgical Kit pour petites interventions stériles



#### Art. Nr. 25-6969

- 1 Abdecktuch 50 x 60 cm
- 1 Lochtuch 50 x 60 cm (Loch oval 7,5 x 5 cm)
- 10 Tupfer
- 5 Kompressen 10 x 10 cm
- 1 11er Skalpellklinge
- 1 15er Skalpellklinge
- 1 Steristrip hautfarben

#### Art. no 25-6969

- 1 champ 50 x 60 cm
- 1 champ 50 x 60 cm (avec trou ovale 7,5 x 5 cm)
- 10 tampons
- 5 compresses 10 x 10 cm
- 1 lame de scalpel fig. 11
- 1 lame de scalpel fig. 15
- 1 steristrip

# Aus der Praxis—für die Praxis

## L'expérience au service de la pratique

**Saubere Optik - Klare Sicht**  
**Optique propre**

**Reinigungs- und Antibeschlagmittel für Optiken**  
**Vision claire Liquide antibuée pour optiques**



- Verhindert das Beschlagen von Brillen und Optiken
- Ideal bei laparoskopischen Eingriffen
- Praktisch in der Anwendung
- Flüssigkeit mit sterilem Schwamm oder steriler Gaze auftragen
- Latexfrei, steril
- Alkoholhaltig
- Inhalt: 5 ml

- Pas de buée sur les lunettes et optiques
- Idéal pour interventions laparoscopiques
- Pratique (une légère pression sur le flacon permet de fixer la dose)
- Appliquer le liquide avec l'éponge jointe ou avec une gaze stérile
- Sans latex, stérile
- Solution alcoolique
- Contenu: 5 ml

**Art. Nr. 60-PT-GOLF-F**

**P/20**

**Art. no 60-PT-GOLF-F**

**P/20**