

Saubere Optik - Klare Sicht Optique propre

Reinigungs- und Antibeschlagmittel für Optiken Vision claire Liquide antibuée pour optiques



- Verhindert das Beschlagen von Brillen und Optiken
- Ideal bei laparoskopischen Eingriffen
- Praktisch in der Anwendung
- Flüssigkeit mit sterilem Schwamm oder steriler Gaze auftragen
- Latexfrei, steril
- Alkoholhaltig
- Inhalt: 5 ml

- Pas de buée sur les lunettes et optiques
- Idéal pour interventions laparoscopiques
- Pratique (une légère pression sur le flacon permet de fixer la dose)
- Appliquer le liquide avec l'éponge jointe ou avec une gaze stérile
- Sans latex, stérile
- Solution alcoolique
- Contenu: 5 ml

Art. Nr. 60-PT-GOLF-F

P/20

Art. no 60-PT-GOLF-F

P/20